

WW Maracujasorbet

Description

Zubereitung:

400 ml Maracujasaft mit 140 g Cremefine zum Schlagen, 2 Esslöffeln Zucker und 1 Esslöffel Limettensaft schaumig rühren. Masse in eine Eismaschine füllen oder ca. 4 Stunden ins Gefrierfach stellen und zwischendurch cremig rühren. Sorbet antauen lassen und mit einem Löffel kleine Nocken abstechen.

Berechnen Sie für das Maracujasorbet pro Person 2P.

Category

1. WW-Rezepte

Date Created

Juni 10, 2017

Author

rezeptadmin

default watermark